


Ipad Augensteuerung

TD Pilot

Erster Augenschein von B-at



TD Control™ fehlt auf dem iPad



Assistive Touch auf dem iPad: es kann viel gemacht werden, es ist jedoch nicht ganz einfach



Erstes Fazit:

- Funktioniert gut in den TD APPs: TD Snap und TD Talk
- Normale APP's sind nur mit Assistive Touch ansteuerbar
-> Wenn genügend gute Augenkontrolle vorhanden ist, kann man viel machen !
- Preislich, Grösse und Gewicht zu vergleichen mit der I-Serie
- Robust
- Gute Lautsprecher

Noch offen:

- Tageslicht Tauglichkeit ist von uns noch nicht getestet
- Batterie Laufzeit im Alltag

Eye tracking for iPad

TD Pilot is an eye-controlled communication device for iPad. Designed to empower people with conditions such as ALS/MND, spinal cord injury or cerebral palsy to communicate and use their favourite apps, this iPadOS-based speech generating device features the world's leading eye tracker.



Multiple access methods



Partner Window



Outdoor eye tracking



Powerful speakers

Unlock possibilities

The I-Series is an eye gaze-enabled speech generating device featuring the world's leading eye tracker. Purpose-built for people with conditions such as cerebral palsy, Rett syndrome or ALS, this Windows-based device is controlled completely with your eyes to communicate and live more independently.



Multiple access methods



Outdoor eye tracking



Powerful speakers



Partner window



Zusammenfassung:

- Äusserlich und preislich sind sich die I-Serie und der Pilot sehr ähnlich
- Die Benutzung von TD Snap ist bei beiden vergleichbar und sehr gut
- Die Bedienung der IOS Oberfläche und allen Apps ausser TD Snap und TD Speak:
 - Relativ komplex
 - Anstrengend
 - Praktisch (noch) keine angepassten Apps

Fazit:

- Das Benutzen von anderen Kommunikationsapps wie Gotalk Now oder Metatalk geht, ist aber nicht komfortabel
- Noch kaum optimierte Apps
- Wenn man Ipads mag und man eine gute Augenkontrolle hat ist es super

-> Eine sehr willkommene Neuerung, die neben den anderen Augensteuerungen einen guten Platz bekommen wird





Links:

<https://www.tobiidynavox.com/pages/tdpilot>

<https://www.youtube.com/watch?v=nfZ0ntD4grQ>

